




# Masque SNAPP

Soft Nasal Accessory for Positive Pressure

- ➔ SIMPLE
- ➔ LEGER
- ➔ ADAPTABLE
- ➔ QUATRE TAILLES
- ➔ DEUX MODELES DE HARNAIS



### Raccord tournant

Liberté de mouvement du tuyau relié à la PPC

### Harnais SNAPP

Disponible en deux modèles :  
Harnais taille unique ou Harnais taille unique ajustable

### Coudes tournants 360°


Rotation des tubes pour les positionner sous le menton ou par-dessus la tête  
Permettent un positionnement parfait du coussin amortisseur et des embouts de narines

### Système de fixation du harnais original

Pas de torsion sur les coudes tournants  
Pas de risque de déconnexion

### Coussin amortisseur exclusif

Se détend et se comprime en fonction des mouvements du patient  
Assure un confort parfait même sur un patient agité



### Embouts de narines brevetés

Étanchéité double à l'intérieur et l'extérieur des bords des narines  
Pas de point de pression interne (provoque les irritations nasales)

### Fuite intentionnelle

Débit de fuite silencieux même à des pressions élevées  
Le jet d'air est dirigé vers le bas et ne gêne pas le conjoint

### Références de commande

Désignation	Small	Medium	Large	Xtra large
Masque SNAPP avec harnais taille unique (référence TMS-61)	TMS-3020	TMS-3030	TMS-3040	TMS-3050
Masque SNAPP avec harnais ajustable (référence TMS-61ADJ)	TMS-3020ADJ	TMS-3030ADJ	TMS-3040ADJ	TMS-3050ADJ
Masque SNAPP seul	TMS-3020NHG	TMS-3030NHG	TMS-3040NHG	TMS-3050NHG
Coussin embouts de nez	TMS-3020-3333	TMS-3030-3333	TMS-3040-3333	TMS-3050-3333
Désignation	Référence			
Harnais taille unique seul	TMS-61			
Harnais ajustable seul	TMS-61ADJ			